



UNIVERZÁLNÍ VYHŘÍVANÉ VODNÍ LÁZNĚ
BW-S / BW-5 / BW-10 / BW-50



Univerzální vyhřívané vodní lázně BW-S / BW-5 / BW-10 / BW-50

Jsou určeny pro všechna klinická i laboratorní pracoviště k přesnému a bezpečnému ohřevu lahví a vaků se zdravotnickým materiálem např. infuzními roztoky, krevními deriváty, potravinami a ostatními látkami dle potřeb jednotlivých pracovišť.

Přístroje se skládají z opláštěvané nosné konstrukce a nerezové vany s víkem. Dvojitě dno, soustava trysek a výkonné čerpadlo z plastu případně z nerez oceli zajišťuje během provozu řádné promíchání pracovní náplně a tím optimální rozložení teploty v pracovním prostoru lázně.

Ohřívané láhve/vaky jsou do lázně vkládány pomocí nerezových košů. Koše jsou dodávány v několika standartních variantách, nebo jsou vyrobeny na míru podle potřeby a účelu použití.

Všechny typy lázní jsou řízeny mikroprocesorovým regulátorem teploty.

BW-S má fixně nastavenou teplotu ohřevu 37,5°C. Změnu tohoto parametru může provést pouze autorizovaný servis.

BW-5, BW-10 a BW-50 jsou ovládány dotykovou klávesnicí. Uživatel může zvolit požadovaný režim provozu (časové i teplotní parametry), případně vybrat 1 z 10 programů vložených do paměti přístroje. Jednotlivé programy lze při výrobě přístroje upravit dle konkrétních požadavků zákazníka.

Nepřetržitá autodiagnostika ověřuje nastavené a provozní parametry přístroje. Při odchylce oznámí tento stav optickým i akustickým signálem a vypne ohřev. Nemůže tedy dojít k poškození ohříváných roztoků nadměrnou teplotou vodní lázně.

Technické parametry

▪ Třída ochrany přístroje		I	
▪ Napájení		230/50	V/ Hz
▪ Příkon	BW-S	350	W
	BW-5	350	W
	BW-10	700	W
	BW-50	2000	W
▪ Teplotní rozsah		30 - 65	°C
▪ Přesnost		0,1	°C
▪ Standardní počet vaků a500 ml/ lahví a250 ml	BW-S	4/8	
	BW-5	4/8	
	BW-10	8/12	
	BW-50	20/50	
▪ Objem vodní náplně	BW-S	5	l
	BW-5	5	l
	BW-10	10	l
	BW-50	50	l
▪ Rozměry Š x V x H	BW-S	270 x 330 x 500	mm
	BW-5	270 x 330 x 500	mm
	BW-10	400 x 330 x 500	mm
	BW-50	700 x 950 x 750	mm





Alfamedic s.r.o

Tř. 5.května 458/35, 37372 Lišov, Czech Republic

T: 387 994 664

alfamedic@alfamedic.cz, www.alfamedic.cz