



# NOVOROZENECKÉ A KOJENEČNÉ LŮŽKO MINI/MINI2

## Novorozenecké lůžko MINI a MINI2

je určeno pro novorozenecká a dětská oddělení všech zdravotnických zařízení, typ **MINI2** je vhodný pro péči o dvojčata. Dobře použitelné pro systém **ROOMING – IN**, neboť svou konstrukcí umožňuje umístění přímo k lůžku matky.





Mobilní, manuálně lehce výškově nastavitelné, čtyři stranově otočná kolečka, dvě jsou vybavena brzdou. Na spodní části podvozku je umístěn odkládací košík.

Jednoduchým polohovacím mechanismem lze nastavit ložnou plochu do obou „Trendelenburgových“ poloh, zvýšené či takzv. drenážní polohy.

#### **Volitelné příslušenství**

Potah matrace látkový, nebo paropropustný Purplast MINT.

Lůžko lze doplnit vyhřívanou matrací s elektronickou regulací teploty, typ **HM-13**, vyhřevným modulem **VM-94**, případně vysoce účinnou LED fototerapii **FL-2010**.



## Technické parametry

▪ Rozměry	MINI	500 x 800	mm
	MINI2	650 x 800	mm
▪ Nastavení výšky		250 (600-850)	mm
▪ Nastavení polohování		+/- 20	°
▪ Hmotnost		14 - 20	kg
▪ Barevné provedení		RAL dle dohody	





**Alfamedic s.r.o**

Tř. 5.května 458/35, 37372 Lišov, Czech Republic

T: 387 994 664

[alfamedic@alfamedic.cz](mailto:alfamedic@alfamedic.cz), [www.alfamedic.cz](http://www.alfamedic.cz)