



Vyhříváná miska VMO-06

## Vyhřívaná miska VMO-06



slouží k ohřevu aplikačních roztoků při operačních zákrocích. Aplikační roztoky se používají zejména k výplachu tělních dutin, ran a dále k přípravě roušek a obkladů např. pro zastavení kapilárního plošného krvácení.

Vyhřívaná miska se skládá z pětiramenného pojízdného stojanu, vyhřívacího tělesa s regulací teploty a vlastní nerezové misky. Nerezový stojan je výškově nastavitelný, má antistatická pojezdová kolečka opatřená brzdou. Miska je zhotovena z kvalitního nerezového materiálu, dno je zesílené pro zajištění tepelné stability. Misku lze jednoduše vyjmout a sterilizovat. Ohřev zajišťuje topné těleso s regulací teploty. Teplota je nastavitelná plynule v rozmezí 35-90°C. Topné těleso je opatřeno termostaty pro zajištění bezpečnosti přístroje proti přehřátí. Regulaci teploty vodní lázně zajišťuje mikroprocesorový regulátor s přesností  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Nastavení požadované hodnoty teploty se provádí dotykovou klávesnicí a je zobrazováno na LED displeji. Provozní stav přístroje je indikován opticky. Autodiagnostika přístroje zajišťuje nepřetržitou kontrolu provozních parametrů a správné funkce přístroje. V případě odchylky od nastavených parametrů nebo poruchy přístroje, je aktivován optickoakustický alarm. Jedná-li se o závažnou poruchu dojde k bezpečnému vypnutí přístroje. Pro servisní diagnostiku je přístroj vybaven USB portem umožňující připojení k PC. Součástí přístroje je konektor k připojení pro vyrovnání el. potenciálů.





### Technické parametry

▪ Třída ochrany přístroje	I	
▪ Napájení	230/50	V/Hz
▪ Příkon	max. 1200	W
▪ Hmotnost (bez náplně)	cca 9	kg
▪ Ohřev	v rozsahu 30-90	°C
▪ Přesnost	± 1	°C
▪ Kapacita náplně	4	l
▪ Signalizace	opticky / akusticky	
▪ Nastavitelná výška	90 - 120	cm
▪ Rozměry min.	60 x 60 x 105	cm



**Alfamedic s.r.o**

Tř. 5.května 458/35, 37372 Lišov, Czech Republic

T: 387 994 664

alfamedic@alfamedic.cz, www.alfamedic.cz