

NOVOROZENECKÉ LŮŽKO ALFANEST





Design – využitá konstrukce z praxe

V roce 2025 jsme uvedli na trh pokračovatele našeho vyhřívaného lůžka nový typ **VL-22**. Následně se zrodila myšlenka na využití praktické a ověřené konstrukce pro novou moderní a útulnou mobilní postýlku. Výsledkem je **ALFANEST**.

Robustnost a mobilita

Lůžko je robustní, velmi odolné konstrukce s dlouhou životností. Překvapí však výbornou mobilitou a celkově snadnou manipulací.

Ergonomie a skryté možnosti

Výškově stavitelné lůžko, ale nejen to! Najdete zde celou řadu praktických možností. Od odklopných bočnic, přes polohování ložné plochy až po nabídku úložných prostorů, odkládacích polohovatelných polic, držáku infuzí. Možnost uchycení až do čtyř pozic na horizontální části mobilního stojanu nebo upevnění na standardní eurolišť.

Útulé a přitom praktické

Na maminku působí příjemně, dítě má komfort a pohodlí. Zvláště pak doplněné o vyhřívanou podložku zajišťuje tepelný nadstandard.

Osvětlení nejen pro funkčnost

Observační plošné osvětlení zajistí komfortní osvětlení ložné plochy lůžka a prostorové noční osvětlení obstará příjemnou atmosféru po celou noc.

Barevná kombinace

Standardně je lůžko dodáváno v pěti základních variantách. Ostatní barevné provedení Vám připravíme na míru.

Nebeské zastínění

Nebesa dodávají ráz útulnosti a příjemného odstínění od okolního prostředí. Maminka si může díky našemu aplikovanému držáku odkrýt jenom jednu stranu stínění, takže má jistotu, že má svoje štěstí neustále ve své blízkosti.

Zabudované dvojité osvětlení

Observační osvětlení ložné plochy zajistí komfortní prostředí potřebné pro ošetření, manipulaci s pacientem a další potřebné úkony. Noční svícení navíc evokuje příjemnou uklidňující atmosféru.



Centrální ovladač osvětlení umožňuje nastavení požadované intenzity jasu, zapnutí, vypnutí a udržení nastaveného stavu osvětlení před vypnutím. Pro snadný přístup je možnost vypnutí observačního světla přímo na držáku stínění, zatímco příjemný přísvit nočního osvětlení zůstane ponechán. Je tak dodrženo naše pravidlo intuitivního a snadného ovládání s logikou přístupu.

Polohování a odklápěcí bočnice ložné plochy

Plynule polohovatelné lůžko pacienta náklonu pozice Trendelenburg/Antitrendelenburg +/- 15°. Pro snadnější přístup při ošetření možnost odklopení bočnic.



Cit pro detail a praktičnost

Praktické výřezy pro fixaci příslušenství.

Rozměry ložné plochy

Poskytujeme výběr ze dvou rozměrů lůžkové plochy:

500 x 800 mm

650 x 800 mm – optimální k ošetření dvojčat

Úložný kontejner s odkládací policí

Vysouvací zásuvky poskytují dostatek prostoru pro uložení potřebného materiálu. Police pak nabízí místo pro rychlé odložení.

Zdvih

Jednoduché nožní ovládání zdvihu umožňuje nastavení ideální ergonomické a pohodlné výšky ložné plochy lůžka.

Vlastní kombinace polic a držáků

Polohovatelné police zajistí vždy potřebné odkládací plochy. Svou konstrukcí umožní snadné čištění. Konfigurace se liší dle přání zákazníka. Proto nabízíme možnost čtyř pozic pro uchycení polic, držáků infuzí a případného dalšího příslušenství. Pokud je požadavek na speciální držák, tak ho vymyslíme a vyrobíme.



Úchytové pozice pro volitelnou konfiguraci

Úchytové pozice/otvory na horizontální části mobilního stojanu slouží k uchycení příslušenství.

Euro lišta

Standardizovaná nerezová euro lišta umožňuje uchycení dalších přístrojů.



Dvojitá pojezdová kola

Antistatická, brzděná s boční aretací, robustní, designová.

Základní konfigurace přístroje:

- mobilní stojan s výškovým nastavením; el. komponenty-hlavní vypínač, pojistky, síťová šňůra, nástrojem zajištěný kovový kryt 2 el. zásuvek pro výrobcem dodané příslušenství, Ovládač svícení
- plynule polohovatelný náklon lůžka do polohy Trendelenburg Antitrendelenburg +/- 15°;
- matrace se snímatelným potahem SANAPUR VINYTOL PU 200N;
- 3 odklápěcí plastové bočnice;
- držák stínění s integrovaným observačním plošným osvětlením a prostorovým nočním osvětlením
- krycí textilní stínění
- 2 ks polohovatelných odkládacích polic;
- 1 ks úložný kontejner se dvěma zásuvkami a odkládací policí pod lůžkem pacienta;
- 1 ks závěsu na infuze;
- upínací lištový systém.

Doplňky (volitelné příslušenství):

- **HM-13 spodní vyhřívání**
Kombinace lůžka a vyhřívané podložky HM-13 zajistí dokonalý ohřev pacienta. Protože se jedná o samostatný přístroj, je možno jej také použít odděleně.
- **Bodové vyšetřovací světlo na flexibilním ramenu**
Bodový LED reflektor 12V / 10W / 10°osvětlí každý detail na konkrétním místě
- **Plastový kyslíkový mikrostan o průměru 500 mm**
Při použití kyslíkového mikrostanu simulujeme podmínky uzavřeného inkubátoru.
- **Držák tlakových láhví O2**
- **Držáky a specifická uchycení**

Základní technické údaje

Název ZP:	Novorozenecké lůžko	
Typ:	ALFANEST	
Model:	S – rozměr lůžka pacienta 500 x 800	mm
	G – rozměr lůžka pacienta 650 x 800	mm
Varianta:	bílá, modrá, zelená, oranžová, růžová	
Napájení:	230/50	V/Hz
Příkon max.:	300	VA
El. jištění přístroje:	2 x pojistka GT632310, 10A / 500V / T / 10kA / 250V	
Třída ochrany před úrazem el. proudem:	I	
Stupeň ochrany, krytí:	IP 20	
Riziková třída přístroje:	I	
Zásuvky pro připojení el. příslušenství:	2 x max. á 125	VA
Rozsah výškového nastavení lůžka – lineární pohon:	300	mm
Rozměry lůžka pacienta:	500 x 800	mm
	650 x 800 – vhodné pro ošetření dvojčat	mm
Nastavení polohy lůžka pacienta:	Trendelenburgh / Antitrendelenburgh poloha +/- 15	°
Celkové rozměry:	750 x 1150 x 1650	mm
Hmotnost:	80	kg
Osvětlení observační plošné a prostorové noční LED:	regulace jasu, neutrální denní 4000	K
Osvětlení bodové LED:	neutrální denní 4000	K

Dovolená zatížení:

lůžko:	max. 10	kg
polohovatelné odkládací police:	max. 5	kg
spodní pevná police:	max. 15	kg

Podmínky prostředí pro použití:

Rozsah rel. vlhkosti vzduchu:	max. 85	%
Rozsah teploty okolí:	+10 - +40	°C
Rozsah atmosférického tlaku:	70,0 – 106,0	kPa



ALFAMEDIC s.r.o

Tř. 5.května 458/35, 37372 Lišov, Czech Republic

T: 387 994 664

alfamedic@alfamedic.cz, www.alfamedic.cz